

External Control for MiRNAs

miRNA检测外参

目录号: CR100-01

储存条件: 干粉状态在-20℃可保存6个月
长期保存请置于-80℃

运输条件: 常温运输

产品内容:

序列名称	包装	纯化方式
External control	1 OD	HPLC

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

产品参数

分子量：6665.2 Tm：60°C

贮存液：加41 μl RNase-Free H_2O 至浓度为100 μM 的贮存液

产品简介

本产品为化学合成的短片段单链RNA，经检测在人类、小鼠、大鼠中均无同源片段，不会对定量造成干扰。适用于血清、血浆等内参表达不稳定的液体样本中miRNA含量的比对。

使用方法

1. 使用TRNzol或相应裂解液裂解目的样品。
2. 在裂解后的体系中加入该检测外参，颠倒混匀。
3. 完成后续的正常RNA提取及反转录步骤。
4. 用检测引物CD200-01对外参进行荧光定量，对目的miRNA进行归一化。

推荐浓度

将贮存液用RNase-Free H₂O稀释100倍，成为1 μM工作液。对于100-200 μl 血清/血浆样本，加1 μl工作液（即1 pmol检测外参）。

可以根据第一次实验结果调整外参加入量(0.25 pmol – 5 pmol)，使最终Ct值位于20-25的范围内。

注意事项

1. 开启管盖前请3000 rpm离心1 min。
2. 贮存液请分装低温保存，避免反复冻融。
3. 添加外参时请小心操作，避免外参和样品的交叉污染。

