版本号: ET130906

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057 /400-810-6057 TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD

High Affinity HotStart Taq

目录号: ET108

产品内容

| 产品组成 | ET108-01 | ET108-02 |
|--------------------------------------|----------|----------|
| High Affinity HotStart Taq (5 U/ μl) | 250 U | 500 U |
| 10×HA Buffer | 1.8 ml | 1.8 ml |
| 5×Probe qPCR Buffer | 1 ml | 2 ×1 ml |

储存条件

收到本产品后,请立即置于-20°C保存。在-20°C条件下,本产品可保存1年。从-20°C取出使用时,将冻存的10 × HA Buffer和5 × Probe qPCR Buffer融解,然后轻轻颠倒混匀,待溶液完全均一后再行使用。如需一段时间内经常取用,可在2-8°C条件下储存3个月,但要避免反复多次冻融。

产品简介

本产品中的High Affinity HotStart Taq是TIANGEN Taq DNA Polymerase 和其单克隆抗体的混合制品,适用于HotStart PCR实验。在PCR反应高温加热前,Taq单克隆抗体会与Taq酶结合,抑制其聚合酶活性。本产品中高亲和力抗体可以保证在常温条件下完全屏蔽Taq酶活性,使整个反应体系具有很高的特异性。另外,本产品中的Taq DNA Polymerase具有较高的模板亲和力,可以提高扩增的效率以及特异性。10×HA Buffer是特别为该酶所优化的PCR反应缓冲液,可以保证该酶的最佳性能。5×Probe qPCR Buffer是特别为探针法定量PCR用户所优化的反应添加剂,在实验中配合10×HA Buffer使用,可使本产品用于探针法定量PCR反应中,从而使得本产品具有更加广泛的应用范围。另外,该试剂盒所产生的PCR产物3′末端为A,可直接用TA载体克隆。

试剂盒特点

- 1. 高亲和体系: High Affinity HotStart Taq是特异性抗体修饰的热启动型DNA聚合酶,其抗体亲和力高; 同时Taq DNA Polymerase具有较高的模板亲和力,具有稳定的扩增效率,和高的特异性; 该酶配合精心优化的Buffer体系,使得PCR反应同时具有灵敏度高的优点。
- 2. 稳定性强:对于复杂模板,低拷贝模板的PCR反应以及多重PCR反应等普通DNA聚合酶 无法完成的实验,本产品都具有较高的反应成功率。
- 3. 应用广泛:本产品不但适用于普通PCR分析,还适用于定量PCR分析。

注意事项

- 1. 在进行普通PCR反应和染料法定量PCR反应时,不需要额外的加入5×Probe qPCR Buffer,只有在进行探针法定量PCR时才需要额外加入5×Probe qPCR Buffer。
- 2. 在进行探针法定量PCR时,引物终浓度为250 nM,探针终浓度为200 nM可以在大多数体系中获得良好的扩增结果。如果需要进一步优化引物浓度的,可以在50-900 nM范围内调整,需要进一步优化探针浓度的,可以在100-500 nM范围内调整。

活性定义

1单位(U)High Affinity HotStart Taq活力定义为在74°C、3 min内,以活性化的大马哈鱼精子DNA作为模板/引物,将10 nmol的脱氧核苷酸掺入到酸不溶物质所需的酶量。

质量控制

SDS-PAGE检测纯度大于99%;经检测无外源核酸酶活性;能有效地扩增人基因组中的单基因;室温存放一周,无明显活性改变。

适用范围

适于常规PCR反应,复杂模板,低拷贝模板等的扩增;多重PCR实验,定量PCR实验等。

操作方法

<1> 建立普通 PCR 反应体系:

注意:以下举例仅供参考,实际反应条件因模板、引物等的结构不同而各异,需根据实际情况,设定最佳反应条件。

- 1. 使用High Affinity HotStart Taq,以人类基因组DNA为模板,扩增1000 bp的片段。
- 2. 按照下表中各组分的加入量进行反应液的配制。

反应体系:

| 组成成分 | 50 μl 体系 | 20 μl 体系 | 终浓度 |
|--------------------------------------|----------|----------|------------|
| DNA Template | _ | _ | < 200 ng |
| dNTPs (2.5 mM, each) | 4.0 µl | 1.6 µl | 200 nM |
| 正向引物(10 µM) | 1.25 µl | 0.5 µl | 250 nM |
| 反向引物(10 μM) | 1.25 µl | 0.5 µl | 250 nM |
| 10×HA Taq Buffer | 5.0 µl | 2.0 µl | 1× |
| High Affinity HotStart Taq (5 U/ μI) | 0.5 µl | 0.2 µl | 0.05 U/ μl |
| RNase-Free ddH ₂ O | 至50 µl | 至20 µl | _ |

3. 按照下表设置PCR反应程序。

反应程序:

| 阶段 | 循环 | 温度 | 时间 | 内容 |
|-------|--------|------|----------------|------|
| 预变性 | 1× | 95°C | $3{\sim}5$ min | 预变性 |
| | | 94°C | 15 sec | 变性 |
| PCR反应 | 35∼40× | 60°C | 20 sec | 退火 |
| | | 72°C | 1 min | 延伸 |
| 补充延伸 | 1× | 72°C | 5 min | 补充延伸 |

4. 结果检测:反应结束后取10 µl反应产物,进行琼脂糖凝胶电泳检测。

备注:实验结果表明,反复冻融的DNA模板会影响扩增,尽量不要将DNA模板进行反复

冻融;需要多次实验的模板,可分装后进行冻存,以减少冻融次数。

- <2> 建立染料法Real-Time PCR反应体系:
- 1. 将反应所需各组分解冻,并将所有试剂在室温下平衡并彻底混匀。
- 2. 建议置于冰上进行Real-Time PCR反应液的配制。

反应体系:

| 组成成分 | 50 μl 体系 | 20 µl 体系 | 终浓度 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Template | _ | _ | _*1 |
| dNTPs (2.5 mM, each) | 4.0 µl | 1.6 µl | 200 nM |
| 正向引物(10 µM) | 1.25 µl | 0.5 µl | 250 nM ^{*2} |
| 反向引物(10 μM) | 1.25 µl | 0.5 µl | 250 nM ^{*2} |
| 10× HA Taq Buffer | 5.0 µl | 2.0 µl | 1× |
| High Affinity Hot start Taq (5 U/ μI) | 0.5 µl | 0.2 μΙ | 0.05 U/ μl |
| 20 × SYBR Solution | 2.5 µl | 1.0 µl | 1× |
| 50×ROX Reference Dye ^{*3} | _ | _ | _ |
| RNase-Free ddH ₂ O | 至50 µl | 至20 µl | _ |

¹ 当模板为基因组DNA时模板量为50~100 ng,当模板为cDNA时,模板量不超过PCR反应体系的 1/10。

¹³ 几种常见仪器的最适ROX Reference Dye浓度见下表:

| 仪器 | 终浓度 |
|---|-----------------------------|
| ABI PRISM 7000/7300/7700/7900HT/Step One等 | 2.5×(例如:2.5 µl ROX/50 µl体系) |
| ABI 7500、7500 Fast; | 0.5×(例如:0.5 µl ROX/50 µl体系) |
| Stratagene Mx3000P、Mx3005P和Mx4000等 | |
| Roche仪器, Bio-Rad仪器, Eppendorf仪器等 | 不用添加 |

3. 按照下表设置PCR反应程序。

反应程序:

| 阶段 | 循环 | 温度 | 时间 | 内容 | 荧光信号采集 |
|--------------|---------|---------|----------------|-------|--------|
| 预变性 | 1× | 95°C | $3{\sim}5$ min | 预变性 | 否 |
| PCR反应 40~45× | 95°C | 15 sec | 变性 | 否 | |
| I CIVIX JIV | 40.3437 | 60°C | 30 sec | 退火/延伸 | 是 |
| 熔解曲线 | 1× | 65∼95°c | _ | 熔解曲线 | 是 |

² 引物终浓度为250 nM可以在大多数体系中获得良好的扩增结果。扩增效率不高时,可增加PCR反应体系中的引物浓度;发生非特异扩增时,可适当减少PCR反应体系中的引物浓度。需要进一步优化引物浓度的,可以在50-900 nM范围内调整。

- 4. 盖上反应管,轻柔混匀。可短暂离心,确保所有反应液均在管底。
- 5. 将反应体系置于荧光定量PCR仪中,开始反应。
- 6. 实验结果分析。

反应结束后确认Real Time PCR的扩增曲线和熔解曲线,进行PCR定量时制作标准曲线等。

<3> 建立探针法Real-Time PCR反应体系:

- 1. 将反应所需各组分解冻,并将其彻底混匀。
- 2. 建议置于冰上进行Real-Time PCR反应液的配制。

反应体系:

| 组成成分 | 50 μl 体系 | 20 µl 体系 | 终浓度 |
|--------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| Template | _ | _ | _ *1 |
| dNTPs (2.5 mM, each) | 4.0 µl | 1.6 µl | 200 nM |
| 正向引物(10 µM) | 1.25 µl | 0.5 µl | 250 nM ^{*2} |
| 反向引物(10 μM) | 1.25 µl | 0.5 µl | 250 nM ^{*2} |
| 荧光探针(10 μM) | 1.0 µl | 0.4 µl | 200 nM ^{*3} |
| 10× HA Taq Buffer | 5.0 µl | 2.0 µl | 1× |
| 5×Probe qPCR Buffer | 10 µl | 4.0 µl | 1× |
| High Affinity HotStart Taq (5 U/ μI) | 0.5 µl | 0.2 µl | 0.05 U/ μl |
| 50×ROX Reference Dye ^{*4} | _ | _ | _ |
| RNase-Free ddH ₂ O | 至50 µl | 至20 µl | _ |

^{*1} 当模板为基因组DNA时模板量为50~100 ng,当模板为cDNA时,模板量不超过PCR反应体系的 1/10。

3. 讲行Real-time PCR反应

建议采用两步法PCR反应程序进行反应。变性时间可在5-15 sec范围内进行调整,退火/延伸时间可在20-32 sec范围内进行调整

² 引物终浓度为250 nM可以在大多数体系中获得良好的扩增结果。扩增效率不高时,可增加PCR反应体系中的引物浓度;发生非特异扩增时,可适当减少PCR反应体系中的引物浓度。需要进一步优化引物浓度的,可以在50-900 nM范围内调整。

¹³ 探针的浓度与使用的Real-Time PCR扩增仪、探针种类、荧光标记物质种类有关,实际使用时请参照仪器说明书,或各荧光探针的具体使用说明进行。通常探针终浓度为200 nM可以在大多数体系中获得良好的扩增结果。需要进一步优化探针浓度的,可以在100-500 nM范围内调整。

^{*} 关于ROX Reference Dye的使用请参考染料法Real-Time PCR反应体系。

两步法反应程序:

| 阶段 | 循环 | 温度 | 时间 | 内容 | 荧光信号采集 |
|-------------|---------|------|----------------|-------|--------|
| 预变性 | 1× | 95°C | $3{\sim}5$ min | 预变性 | 否 |
| PCR反应 40~ | 40∼45× | 95°C | 5-15 sec*1 | 变性 | 否 |
| I CIVIX JEY | 40.3437 | 60°C | 15-32 sec*2 | 退火/延伸 | 是 |

^{*1} 使用不同型号仪器进行时间设定时,请按照仪器使用说明书要求进行实验操作,使用ABI 7900HT/7900HT Fast/ViiA 7/StepOne/StepOnePlus时可设定为5 sec。

几种常见仪器的时间设定见下表:

使用ABI 7900HT/7900HT Fast/ViiA 7/StepOne/StepOnePlus时请设定在20 sec。 使用Roche LightCycler/ LightCycler 480,ABI 7500 Fast时请设定在15 sec。 使用ABI 7000和7300时请设定在31 sec。 使用ABI7500时请设定在32 sec。

- 4. 盖上反应管,轻柔混匀。可短暂离心,确保所有反应液均在管底。
- 5. 将反应体系置于荧光定量PCR仪中,开始反应。
- 6. 实验结果分析。

^{*2} 使用不同型号仪器进行时间设定时,请按照仪器使用说明书要求进行实验操作。

浓缩国际权威精华, 铸就TIANGEN优秀品质!

TIANGEN为您提供国际化标准的生物学产品和服务

- PCR、RT-PCR系列
- 核酸DNA、RNA分离纯化系列
- DNA分子量标准
- 克隆载体、感受态细胞
- 细胞生物学产品
- 蛋白分子量标准
- 蛋白质染色、检测及定量相关产品